

TERMOKINESI®

L'energia termica a flusso negativo e positivo generata con il sistema esclusivo della **TERMOKINESI®** BLUSHAPE consente di asportare e cedere calore nei tessuti trattati in modo attivo e progressivo nonché, a seconda della programmazione, in modo continuo o frazionato.

Tale azione risulta essere la più efficace per poter vascolarizzare quei distretti corporei che per varie ragioni non risultano correttamente raggiunti dal sangue, in modo da reinstaurare le corrette azioni metaboliche e nutritive dei tessuti stessi.

Il sistema **TERMOKINESI®** consente soprattutto di raggiungere i tessuti più profondi, non raggiungibili con altri sistemi in commercio, esercitando una cessione positiva e negativa dell'energia tramite tecnologia esclusiva **ACTIVE**.

Tale tecnologia non opera per gradiente termico passivo, cioè semplicemente attendendo lo scambio fra i tessuti interessati, ma induce attivamente uno spostamento del calore tra i tessuti stessi in maniera continua e stabile per tutta la durata dell'applicazione.

Il risultato è un profondo richiamo sanguigno grazie all'induzione delle seguenti azioni:

REVULSIVA

grazie alla programmazione a flusso negativo, ideale per un'azione duratura sui tessuti profondi, che prosegue anche dopo la seduta.

ELASTOVASCOLARE

con la programmazione a flusso frazionato che induce una straordinaria ginnastica vascolare sulle pareti dei vasi. Per tessuti profondi ed a media profondità.

TERMOCONDUTTIVA

con la programmazione a flusso positiva, da utilizzarsi in tutti quei casi in cui si desidera trattare tessuti più superficiali.

L'azione della **TERMOKINESI®** si può completare in modo ideale con l'utilizzo associato di prodotti attivi specifici che possono venire ottimamente veicolati grazie alla spiccata azione termoforetica di questo tipo di energia.

In conclusione i risultati ottenibili con l'utilizzo della **TERMOKINESI®** non hanno paragoni nella risoluzione di tutti quegli inestetismi che richiedano di ristabilire le corrette condizioni di apporto sanguigno nei tessuti che, per varie motivazioni (depositi catabolitici, masse adipose compatte ed organizzate, ipovascolarizzazione e rilassamento tissutale dovuti all'età .. etc etc) devono essere riportati alla situazione metabolica fisiologica ideale.

TERMOKINETIC® V4

Il **TERMOKINETIC®** (sistema combinato multienergetico) è il dispositivo compendio di anni di successi nelle applicazioni estetiche su inestetismi viso/corpo di varia natura.

AZIONE

Le energie su cui basa la sua azione sono quanto di più consolidato e provato dalla fisica e dalla medicina estetica; tali energie non possono avere l'efficacia desiderata se non si superano limiti dettati dalla struttura dei tessuti e dalle modalità di generazione dell'energia stessa. Il **TERMOKINETIC®** ha superato questi limiti applicativi grazie allo studio del sistema attivo di Isocriotermodogenesi e VAX.

ENERGIE FISILOGICHE | RISULTATI DURATURI

E' noto che per ottenere risultati nel trattamento di inestetismi è indispensabile utilizzare nelle zone interessate energie adeguate e mirate a combattere gli effetti delle cause che provocano l'inestetismo stesso. Tali energie, perché il trattamento sia risolutivo e stabile nel tempo, devono essere di tipo fisiologico, cioè analoghe alle forme di energia abitualmente messe in gioco dal nostro organismo; in sostanza è necessario provvedere ad intervenire dove la nostra fisiologia non riesce più ad essere efficace, utilizzando però le stesse armi, le uniche in grado di combattere il problema.

Inestetismi quali quelli provocati dalla cellulite, dall'eccesso di adipe, il rilassamento cutaneo (sia per motivi di aging sia come conseguenza di forti dimagrimenti), oppure tutti quelli che riguardano i tessuti del viso, sono riconducibili a cause legate prevalentemente alle carenze di interventi riparatori da parte del nostro organismo (Es: cattiva circolazione sanguigna periferica o lassità per perdita di tono muscolare e tissutale).

In sostanza la nostra fisiologia, per vari motivi non è più in grado di indurre con efficacia, in loco, le energie necessarie per risolvere il problema. Il dispositivo **TERMOKINETIC®** interviene proprio qui; grazie al suo innovativo sistema combinato multienergetico, unito ad un protocollo operativo messo a punto in anni di studi e perfezionamenti, il **TERMOKINETIC®** interviene in maniera straordinariamente efficace e spesso risolutiva sugli inestetismi del viso e del corpo, agendo come nessun altro dispositivo sul microcircolo e sul tono dei tessuti, nonché a livello cellulare. Tutto questo grazie all'**ISOCRIOTERMOGENESI ATTIVA** e alla **ENERGIA PROPEDEUTICA ENDODERMICA VAX**, i flussi energetici esclusivi generati dal **TERMOKINETIC®**.

PROTOCOLLI OPERATIVI

BLUSHAPE, grazie a più di 30 anni di esperienza in ambito estetico e medico sa bene come tutte le energie applicate sull'organismo non hanno però reale e intensa efficacia se non integrate in un protocollo operativo dove la combinazione dei vari effetti di ognuna di esse esercita un effetto moltiplicativo dei risultati.

Quindi anche per il **TERMOKINETIC®**, come per tutti i dispositivi BLUSHAPE, sono stati studiati protocolli specifici dove le innovative energie generate vengono combinate in tempi e modi ottimali per ottenere i migliori risultati, inestetismo per inestetismo. Per facilitarne l'applicazione, durante la programmazione della seduta l'operatrice può accedere alle pagine informative dove sono riportate le caratteristiche dei vari protocolli suggeriti.

COMFORT e RELAX

Nessun trattamento può avere il massimo successo se l'organismo non è nelle migliori condizioni di rilassamento e quindi ricettivo; non dobbiamo dimenticare che un trattamento estetico, per quanto efficace, incisivo ed aggressivo nei confronti dell'inestetismo, è pur sempre un momento di benessere e di cura della persona. Per questo motivo i manipoli e la programmazione dell'erogazione dell'energia, sono studiati per ottenere il massimo anche sotto questo aspetto.

TERMOKINETIC® nella sua edizione 2022 è il risultato dei molteplici perfezionamenti applicati durante gli ultimi anni di esercizio che lo hanno portato ad ottenere straordinari risultati nei trattamenti e nell'integrazione di protocolli in studio.

ENERGIE

L'energie a disposizione dell'operatore sono due:

- 1) **TERMOKINESI® FRAZIONATA PROGRAMMABILE** con impostazione libera dei flussi energetici e impostazione programmabile del frazionamento
- 2) **VAX I**, energia ausiliaria indispensabile per la preparazione della zona da trattare mediante massaggio pulsato endodermico propedeutico alla termokinesi stessa

MANIPOLI

Entrambe le energie dispongono di 2 manipoli di applicazione per poter essere utilizzate comodamente ed efficacemente in tutti i distretti corporei.

SOFTWARE

Il software di programmazione prevede la completa impostazione di tutti i parametri sia della termokinesi che dell'energia ausiliaria VAX. Al suo interno sono presenti pagine informative sui protocolli utilizzati per trattare i più importanti inestetismi nel modo più efficace.

Tali informazioni sono il risultato della teoria medica sul trasferimento dell'energia nei tessuti e dell'esperienza sul campo dei centri specializzati Blushape che forniscono continuamente informazioni ed aggiornamenti sui protocolli e sui risultati.

TERMOKINETIC® V4**CARATTERISTICHE**

Dispositivo a Trasferimento Profondo di Energia Crioterma
Isocriotermodogenia Profonda Indipendente dalla Temperatura dei Tessuti
Generazione Indipendente dal Gradiente Termico Tissutale
Rivascolarizzazione Estetica Periferica e Centrale

INESTETISMI VISO

Rivascolarizzazione Tissutale Estetica | Antiaging Viso | Trattamento di Borse ed Occhiaie
Antiaging Collo e Decolleté | Rilassamento Cutaneo | Atonia
Veicolazione Prodotti Attivi

INESTETISMI CORPO

Cellulite Adiposa, Compatta e Fibrosa | Cellulite Molle | Adipe
Rilassamento Cutaneo | Atonia | Veicolazione Prodotti Attivi

SCHEDA TECNICA**Energia Generata**

Isotermica a flusso negativo e positivo -livello energia 3 UCT
Massaggio pneumatico endodermico in aspirazione pulsata

Potenze massime emesse per tutte le Energie

Entro i limiti massimi consentiti dalla norma per dispositivi estetici DM 206 /2015 e successive integrazioni EN EU

Sistema di Raffreddamento

Ibrido ad acqua e aria

N° uscite e manipoli

TERMOKINESI®= 1 manipolo MULTIFUNZIONALE a 5 livelli geometrici
VAX = 3 manipoli intercambiabili

Dati generali

Potenza assorbita: max 160 W
Alimentazione: 220 V 50 Hz
Dimensioni e pesi: 50x35x45h cm ca. 20 Kg ca.

Dispositivo estetico conf al DM 206/2015

CONFORMITÀ

Ogni dispositivo BLUSHAPE è progettato e realizzato con la più avanzata tecnologia per la medicina estetica così da essere conforme a tutte le normative di sicurezza per l'utilizzo di dispositivi da parte degli istituti di estetica.

BLUSHAPE si è sempre impegnata per mettere a disposizione dell'estetista apparecchiature conformi alla normativa di sicurezza e il cui utilizzo è autorizzato dalla legge vigente.

Lo staff di progettisti BLUSHAPE è costantemente impegnato ad attenersi alle disposizioni in materia in modo da garantire alle sue clienti la tranquillità di utilizzare solo dispositivi autorizzati.

Tutti gli apparecchi BLUSHAPE risultano appartenenti ai dispositivi consentiti alle estetiste. La conformità di sicurezza va oltre e si spinge anche alla totale sicurezza fisiologica che garantisce la mancanza di controindicazioni o effetti collaterali tipiche invece di altre apparecchiature.

Tutti i dispositivi BLUSHAPE appartengono alle categorie di dispositivi elettromeccanici per uso estetico in base alla vigente legge 1/1990 ed al recente DM 206 del 15/10/2015 con relativa conformità alle rispettive schede tecniche allegate.